



Главное меню



Тренинг



Запись состояния покоя



Исследование

Меню тренинга

1.1

Обучение навыкам управления эмоциями

1.2

Отработка навыков управления эмоциями


1.3

SAM рейтинг

Выход в главное меню



Обучение навыкам управления эмоциями



Время экспозиции экранов до нажатия
левой кнопки мыши (на каждом экране,
кроме последнего)

Нажатие - возвращение
к «меню тренинга»

Отработка навыков управления эмоциями

(Структура трайла)

Комментарии1:

Инструкции Предъявляются только перед первым трайлом.
Смена экранов по левой кнопке мыши

otrabotka1.jpg

otrabotka2.jpg

Усиливайте
или
Ослабляйте
или
смотрите

2.5с

2.5с

трайл

Комментарии3:

Всего-8 предъявлений. Последовательность следующая:

2 трайла: «усиливайте»+позитивная картинка

2 трайла: «ослабляйте»+негативная картинка

2 трайла: «смотрите»+ позитивная картинка

2 трайла: «смотрите»+ негативная картинка



10с

otrabotka3.jpg

переход к следующим 2-м трайлам


Комментарии2:

Эта инструкция дважды:
после первых 2-х «положительных» трайлов и
после вторых 2-х «негативных» трайлов



Нажатие после последнего трайла -выход в «Меню тренинга»

SAM рейтинг



Меню исследования

3.1

Блок№1 passiveblock1.txt

3.2

Блок№2 passiveblock2.txt

3.3

Тренировочный блок trenblock1.txt

3.4

Экспериментальный Блок №1
expblock1.txt

3.5

Экспериментальный Блок №2
expblock2.txt

3.6

Экспериментальный Блок №3
expblock3.txt

3.7


Экспериментальный Блок №4
expblock4 .txt

Комментарии: в блоках№1и №2 тот же набор стимулов, что и в 4-х эксп. блоках!!!

Выход в главное меню



БЛОК1



SAM рейтинга нет!

32 позитивных


32 негативных

16 нейтральных

(Список в viewingblock1.txt)

Структура трейла для
«**пассивных**» (всего-2 блока)

БЛОК2



SAM рейтинга нет!


32 позитивных

32 негативных

16 нейтральных


(Список в viewingblock2.txt)

Тренировочный блок (структура трейла)




Структура трайла для «экспериментальных» блоков (всего-4 блока)

Данные инструкции предъявляются перед
каждой серией картинок



По окончании блока - возвращение к «Меню исследования»


СТРУКТУРА МЕТОК для экспериментальных блоков (**Experimental Block**)




СТРУКТУРА МЕТОК для «пассивных» блоков (**Viewing Block**)


В «пассивных» блоках предъявляются те же картинки, что и в Экспериментальных, поэтому метка для картинки в «пассивном» блоке Должна быть идентична метки этой же картинки в эксп. Блоке.

Rest



Метка





По центру (толщина?)